

ST.A.R.90 F4 Polso

Fissatore esterno polso

Facile visualizzazione della frattura
durante la riduzione e nel follow-up

Possibile distrazione intra-operatoria controllata
per la riduzione finale della frattura

Ergonomico e confortevole per il paziente

citieffe®
Essential Moves in Trauma

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.

Indicazioni

Fratture del polso 23.A2, 23.A3, 23.B1, 23.B2, 23.B3, 23.C1, 23.C2 (classificazione A0).



Chiave angolata 5mm

inclusa nella scatola del fissatore



Vite ossea corticale

