



EBA²
nailing system



atlas




**Sintesi delle fratture del femore prossimale con
EBA2 nailing system e il sistema di navigazione chirurgica Atlas**

citieffe
Essential moves in Trauma

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.


Navigatore chirurgico Atlas

Il sistema di navigazione chirurgica Atlas consente un controllo completo di tutte le fasi del trattamento visualizzando in tempo reale l'impianto e lo strumentario EBA2.



✓ Standardizzazione della tecnica e dei tempi chirurgici grazie alla **continua disponibilità delle due proiezioni radiografiche***


✓ Possibilità di eseguire la sintesi **senza l'utilizzo ripetuto del fluoroscopia**



✓ **Riduzione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti**, sia in termini di tempo che di DAP [Dose Area Product]*

✓ Tecnica chirurgica **guidata step by step**

✓ **Predizione** della corretta misura e posizione degli impianti



✓ Il **bloccaggio distale guidato EBA2 Long** consente il corretto posizionamento delle viti distali senza l'utilizzo ripetuto del fluoroscopia.

* Bibliografia: Caiaffa V, Leone A, Manca M, Momoli A, Moretti B. The role of computer-assisted navigation in intramedullary nailing of pertrochanteric fractures: a prospective multicentre comparative study between EBA2 standard and EBA NAV nails. *Lo Scalpello Journal* 2020; 34:154-159.

Strumentario EBA2-NAV sensorizzato

Il paziente e lo strumentario dedicato EBA2-NAV vengono sensorizzati mediante un kit sterile monouso dedicato, disponibile nella versione destra o sinistra in base all'arto trattato.



Fresa trocanterica



Filo guida navigato



Guida EBA2 standard e medio




Giravite a T esagono 6mm



Sensore paziente

Componenti del sistema Atlas per la navigazione chirurgica di EBA2 nailing system

C-arm tracker per la sensorizzazione dell'amplificatore di brillantezza



Visore a infrarossi



Colonna con monitor



Pointer di navigazione



Il sistema Atlas è fabbricato da MASMEC Biomed e distribuito in Italia da Citieffe.
Il marchio Atlas è di proprietà di MASMEC Biomed.

assisted surgery with

EBA^②
nailing system

atlas

BR-00302 - Rev. 1IT - 05/2022 - citieffe® si riserva di apportare modifiche senza preavviso

citieffe® | **INSPIRED BY PEOPLE**
Essential moves in Trauma | **MOVED BY INNOVATION**



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

CE
0476